


滅菌済縫合糸

Sterile Surgical Suture





縫合糸

Sterile Surgical Suture

手術用縫合糸は、古代より木綿糸、絹糸、腸線などが使用されてきました。
その後、ナイロン、ポリエステル、合成吸収糸等、
多種多様な縫合糸が使用されるようになり現在に至ります。

包装形態 | Package

滅菌済縫合糸



1 パック (10 袋入)



1 箱 (10 巻入)

縫合糸の形状による区分 | Structure Type on Suture


モノフィラメント (単糸)



1本の繊維からできている糸

一般的に組織通過性が良い反面、結節が緩みやすい欠点があります。


マルチフィラメント (編糸: ブレード)



複数の繊維を編込んで1本とした糸

一般的に結紮が緩みにくく取り回しやすい反面、組織通過性が悪い欠点があります。柔軟であることから、太いサイズになるほど操作性が有利となるため、強度を求められる術部の閉創に多用されます。

縫合糸の素材による区分 | Suture Material




製品コード | Product Code

例 滅菌済 黒ブレードシルク1-0×40cm×10本入



※黒ナイロンブレード、ワヨラックスは『糸の種類と色』の後にスペースが入ります。

例 滅菌済 黒ブレードシルク1-0 10m 10巻入



※黒ナイロンブレード、ワヨラックスは『糸の種類と色』の後にスペースが入ります。

縫合糸の種類と記号

| 種類 | 記号 | 種類 | 記号 |
|----------|----|-----------|----|
| 白ブレードシルク | WS | 黒ナイロンブレード | N2 |
| 黒ブレードシルク | BS | 黒ナイロン | N |
| ワヨラックス青 | W1 | 青ナイロン | BN |
| ワヨラックス白 | W3 | 白ナイロン | WN |

滅菌済縫合糸製品コード | Product code by suture type

絹糸 | SILK

Braided Silk Suture

| 滅菌済 白ブレードシルク | | | | | |
|--------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 |
| 35 | 5 | EOG WS6-0 35 5 | EOG WS5-0 35 5 | EOG WS4-0 35 5 | EOG WS3-0 35 5 |
| 35 | 10 | EOG WS6-0 35 10 | EOG WS5-0 35 10 | EOG WS4-0 35 10 | EOG WS3-0 35 10 |
| 40 | 5 | EOG WS6-0 40 5 | EOG WS5-0 40 5 | EOG WS4-0 40 5 | EOG WS3-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG WS6-0 40 10 | EOG WS5-0 40 10 | EOG WS4-0 40 10 | EOG WS3-0 40 10 |
| 50 | 5 | EOG WS6-0 50 5 | EOG WS5-0 50 5 | EOG WS4-0 50 5 | EOG WS3-0 50 5 |
| 50 | 10 | EOG WS6-0 50 10 | EOG WS5-0 50 10 | EOG WS4-0 50 10 | EOG WS3-0 50 10 |
| 60 | 5 | EOG WS6-0 60 5 | EOG WS5-0 60 5 | EOG WS4-0 60 5 | EOG WS3-0 60 5 |
| 60 | 10 | EOG WS6-0 60 10 | EOG WS5-0 60 10 | EOG WS4-0 60 10 | EOG WS3-0 60 10 |
| 70 | 5 | EOG WS6-0 70 5 | EOG WS5-0 70 5 | EOG WS4-0 70 5 | EOG WS3-0 70 5 |
| 70 | 10 | EOG WS6-0 70 10 | EOG WS5-0 70 10 | EOG WS4-0 70 10 | EOG WS3-0 70 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 2-0 | 1-0 | 1 | 2 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 35 | 5 | EOG WS2-0 35 5 | EOG WS1-0 35 5 | EOG WS1 35 5 | EOG WS2 35 5 |
| 35 | 10 | EOG WS2-0 35 10 | EOG WS1-0 35 10 | EOG WS1 35 10 | EOG WS2 35 10 |
| 40 | 5 | EOG WS2-0 40 5 | EOG WS1-0 40 5 | EOG WS1 40 5 | EOG WS2 40 5 |
| 40 | 10 | EOG WS2-0 40 10 | EOG WS1-0 40 10 | EOG WS1 40 10 | EOG WS2 40 10 |
| 50 | 5 | EOG WS2-0 50 5 | EOG WS1-0 50 5 | EOG WS1 50 5 | EOG WS2 50 5 |
| 50 | 10 | EOG WS2-0 50 10 | EOG WS1-0 50 10 | EOG WS1 50 10 | EOG WS2 50 10 |
| 60 | 5 | EOG WS2-0 60 5 | EOG WS1-0 60 5 | EOG WS1 60 5 | EOG WS2 60 5 |
| 60 | 10 | EOG WS2-0 60 10 | EOG WS1-0 60 10 | EOG WS1 60 10 | EOG WS2 60 10 |
| 70 | 5 | EOG WS2-0 70 5 | EOG WS1-0 70 5 | EOG WS1 70 5 | EOG WS2 70 5 |
| 70 | 10 | EOG WS2-0 70 10 | EOG WS1-0 70 10 | EOG WS1 70 10 | EOG WS2 70 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 3 |
|--------|--------|---------------|
| 35 | 5 | EOG WS3 35 5 |
| 35 | 10 | EOG WS3 35 10 |
| 40 | 5 | EOG WS3 40 5 |
| 40 | 10 | EOG WS3 40 10 |
| 50 | 5 | EOG WS3 50 5 |
| 50 | 10 | EOG WS3 50 10 |
| 60 | 5 | EOG WS3 60 5 |
| 60 | 10 | EOG WS3 60 10 |
| 70 | 5 | EOG WS3 70 5 |
| 70 | 10 | EOG WS3 70 10 |

| |
|----------------|
| 最少出荷単位 |
| 1パック(10袋) |
| 1箱 [10袋×5パック入] |

滅菌済 黒ブレードシルク

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 35 | 5 | EOG BS6-0 35 5 | EOG BS5-0 35 5 | EOG BS4-0 35 5 | EOG BS3-0 35 5 |
| 35 | 10 | EOG BS6-0 35 10 | EOG BS5-0 35 10 | EOG BS4-0 35 10 | EOG BS3-0 35 10 |
| 40 | 5 | EOG BS6-0 40 5 | EOG BS5-0 40 5 | EOG BS4-0 40 5 | EOG BS3-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG BS6-0 40 10 | EOG BS5-0 40 10 | EOG BS4-0 40 10 | EOG BS3-0 40 10 |
| 50 | 5 | EOG BS6-0 50 5 | EOG BS5-0 50 5 | EOG BS4-0 50 5 | EOG BS3-0 50 5 |
| 50 | 10 | EOG BS6-0 50 10 | EOG BS5-0 50 10 | EOG BS4-0 50 10 | EOG BS3-0 50 10 |
| 60 | 5 | EOG BS6-0 60 5 | EOG BS5-0 60 5 | EOG BS4-0 60 5 | EOG BS3-0 60 5 |
| 60 | 10 | EOG BS6-0 60 10 | EOG BS5-0 60 10 | EOG BS4-0 60 10 | EOG BS3-0 60 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 2-0 | 1-0 | 1 | 2 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 35 | 5 | EOG BS2-0 35 5 | EOG BS1-0 35 5 | EOG BS1 35 5 | EOG BS2 35 5 |
| 35 | 10 | EOG BS2-0 35 10 | EOG BS1-0 35 10 | EOG BS1 35 10 | EOG BS2 35 10 |
| 40 | 5 | EOG BS2-0 40 5 | EOG BS1-0 40 5 | EOG BS1 40 5 | EOG BS2 40 5 |
| 40 | 10 | EOG BS2-0 40 10 | EOG BS1-0 40 10 | EOG BS1 40 10 | EOG BS2 40 10 |
| 50 | 5 | EOG BS2-0 50 5 | EOG BS1-0 50 5 | EOG BS1 50 5 | EOG BS2 50 5 |
| 50 | 10 | EOG BS2-0 50 10 | EOG BS1-0 50 10 | EOG BS1 50 10 | EOG BS2 50 10 |
| 60 | 5 | EOG BS2-0 60 5 | EOG BS1-0 60 5 | EOG BS1 60 5 | EOG BS2 60 5 |
| 60 | 10 | EOG BS2-0 60 10 | EOG BS1-0 60 10 | EOG BS1 60 10 | EOG BS2 60 10 |

最少出荷単位

1パック(10袋)

1箱 [10袋×5パック入]

1箱 [10袋×10パック入]

ナイロン糸 | NYLON

Monofilament Polyamide Suture

| 滅菌済 青ナイロン | | | | | |
|-----------|--------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 |
| 35 | 5 | | EOG BN5-0 35 5 | EOG BN4-0 35 5 | EOG BN3-0 35 5 |
| 35 | 10 | | EOG BN5-0 35 10 | EOG BN4-0 35 10 | EOG BN3-0 35 10 |
| 40 | 5 | | EOG BN5-0 40 5 | EOG BN4-0 40 5 | EOG BN3-0 40 5 |
| 40 | 10 | | EOG BN5-0 40 10 | EOG BN4-0 40 10 | EOG BN3-0 40 10 |
| 50 | 5 | | EOG BN5-0 50 5 | EOG BN4-0 50 5 | EOG BN3-0 50 5 |
| 50 | 10 | | EOG BN5-0 50 10 | EOG BN4-0 50 10 | EOG BN3-0 50 10 |
| 60 | 5 | | EOG BN5-0 60 5 | EOG BN4-0 60 5 | EOG BN3-0 60 5 |
| 60 | 10 | | EOG BN5-0 60 10 | EOG BN4-0 60 10 | EOG BN3-0 60 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 2-0 | 1-0 | 1 | 2 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 35 | 5 | EOG BN2-0 35 5 | EOG BN1-0 35 5 | EOG BN1 35 5 | EOG BN2 35 5 |
| 35 | 10 | EOG BN2-0 35 10 | EOG BN1-0 35 10 | EOG BN1 35 10 | EOG BN2 35 10 |
| 40 | 5 | EOG BN2-0 40 5 | EOG BN1-0 40 5 | EOG BN1 40 5 | EOG BN2 40 5 |
| 40 | 10 | EOG BN2-0 40 10 | EOG BN1-0 40 10 | EOG BN1 40 10 | EOG BN2 40 10 |
| 50 | 5 | EOG BN2-0 50 5 | EOG BN1-0 50 5 | EOG BN1 50 5 | EOG BN2 50 5 |
| 50 | 10 | EOG BN2-0 50 10 | EOG BN1-0 50 10 | EOG BN1 50 10 | EOG BN2 50 10 |
| 60 | 5 | EOG BN2-0 60 5 | EOG BN1-0 60 5 | EOG BN1 60 5 | EOG BN2 60 5 |
| 60 | 10 | EOG BN2-0 60 10 | EOG BN1-0 60 10 | EOG BN1 60 10 | EOG BN2 60 10 |

| 滅菌済 黒ナイロン | | | | | |
|-----------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
| 35 | 5 | EOG N5-0 35 5 | EOG N4-0 35 5 | EOG N3-0 35 5 | EOG N2-0 35 5 |
| 35 | 10 | EOG N5-0 35 10 | EOG N4-0 35 10 | EOG N3-0 35 10 | EOG N2-0 35 10 |
| 40 | 5 | EOG N5-0 40 5 | EOG N4-0 40 5 | EOG N3-0 40 5 | EOG N2-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG N5-0 40 10 | EOG N4-0 40 10 | EOG N3-0 40 10 | EOG N2-0 40 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 1-0 | 1 | 2 | 3 |
|--------|--------|----------------|--------------|--------------|---|
| 35 | 5 | EOG N1-0 35 5 | EOG N1 35 5 | EOG N2 35 5 | |
| 35 | 10 | EOG N1-0 35 10 | EOG N1 35 10 | EOG N2 35 10 | |
| 40 | 5 | EOG N1-0 40 5 | EOG N1 40 5 | EOG N2 40 5 | |
| 40 | 10 | EOG N1-0 40 10 | EOG N1 40 10 | EOG N2 40 10 | |

| 滅菌済 白ナイロン | | | | | |
|-----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
| 35 | 5 | EOG WN5-0 35 5 | EOG WN4-0 35 5 | EOG WN3-0 35 5 | EOG WN2-0 35 5 |
| 35 | 10 | EOG WN5-0 35 10 | EOG WN4-0 35 10 | EOG WN3-0 35 10 | EOG WN2-0 35 10 |
| 40 | 5 | EOG WN5-0 40 5 | EOG WN4-0 40 5 | EOG WN3-0 40 5 | EOG WN2-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG WN5-0 40 10 | EOG WN4-0 40 10 | EOG WN3-0 40 10 | EOG WN2-0 40 10 |

| |
|----------------|
| 最少出荷単位 |
| 1パック(10袋) |
| 1箱 [10袋×5パック入] |

ナイロンブレード糸 | NYLON BRAIDED

Braided Polyamide Suture

| 滅菌済 黒ナイロンブレード | | | | | |
|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 |
| 35 | 5 | EOG N2 5-0 35 5 | EOG N2 4-0 35 5 | EOG N2 3-0 35 5 | EOG N2 2-0 35 5 |
| 35 | 10 | EOG N2 5-0 35 10 | EOG N2 4-0 35 10 | EOG N2 3-0 35 10 | EOG N2 2-0 35 10 |
| 40 | 5 | EOG N2 5-0 40 5 | EOG N2 4-0 40 5 | EOG N2 3-0 40 5 | EOG N2 2-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG N2 5-0 40 10 | EOG N2 4-0 40 10 | EOG N2 3-0 40 10 | EOG N2 2-0 40 10 |
| 50 | 5 | EOG N2 5-0 50 5 | EOG N2 4-0 50 5 | EOG N2 3-0 50 5 | EOG N2 2-0 50 5 |
| 50 | 10 | EOG N2 5-0 50 10 | EOG N2 4-0 50 10 | EOG N2 3-0 50 10 | EOG N2 2-0 50 10 |
| 60 | 5 | EOG N2 5-0 60 5 | EOG N2 4-0 60 5 | EOG N2 3-0 60 5 | EOG N2 2-0 60 5 |
| 60 | 10 | EOG N2 5-0 60 10 | EOG N2 4-0 60 10 | EOG N2 3-0 60 10 | EOG N2 2-0 60 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 1-0 | 1 | 2 |
|--------|--------|------------------|----------------|----------------|
| 35 | 5 | EOG N2 1-0 35 5 | EOG N2 1 35 5 | EOG N2 2 35 5 |
| 35 | 10 | EOG N2 1-0 35 10 | EOG N2 1 35 10 | EOG N2 2 35 10 |
| 40 | 5 | EOG N2 1-0 40 5 | EOG N2 1 40 5 | EOG N2 2 40 5 |
| 40 | 10 | EOG N2 1-0 40 10 | EOG N2 1 40 10 | EOG N2 2 40 10 |
| 50 | 5 | EOG N2 1-0 50 5 | EOG N2 1 50 5 | EOG N2 2 50 5 |
| 50 | 10 | EOG N2 1-0 50 10 | EOG N2 1 50 10 | EOG N2 2 50 10 |
| 60 | 5 | EOG N2 1-0 60 5 | EOG N2 1 60 5 | EOG N2 2 60 5 |
| 60 | 10 | EOG N2 1-0 60 10 | EOG N2 1 60 10 | EOG N2 2 60 10 |

最少出荷単位

1パック(10袋)

1箱 [10袋×5パック入]

ワヨラックス® | WAYOLAX

Braided Polyester Suture

滅菌済 ワヨラックス青

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
|--------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40 | 5 | EOG W1 4-0 40 5 | EOG W1 3-0 40 5 | EOG W1 2-0 40 5 | EOG W1 1-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG W1 4-0 40 10 | EOG W1 3-0 40 10 | EOG W1 2-0 40 10 | EOG W1 1-0 40 10 |
| 50 | 5 | EOG W1 4-0 50 5 | EOG W1 3-0 50 5 | EOG W1 2-0 50 5 | EOG W1 1-0 50 5 |
| 50 | 10 | EOG W1 4-0 50 10 | EOG W1 3-0 50 10 | EOG W1 2-0 50 10 | EOG W1 1-0 50 10 |
| 60 | 5 | EOG W1 4-0 60 5 | EOG W1 3-0 60 5 | EOG W1 2-0 60 5 | EOG W1 1-0 60 5 |
| 60 | 10 | EOG W1 4-0 60 10 | EOG W1 3-0 60 10 | EOG W1 2-0 60 10 | EOG W1 1-0 60 10 |
| 70 | 5 | EOG W1 4-0 70 5 | EOG W1 3-0 70 5 | EOG W1 2-0 70 5 | EOG W1 1-0 70 5 |
| 70 | 10 | EOG W1 4-0 70 10 | EOG W1 3-0 70 10 | EOG W1 2-0 70 10 | EOG W1 1-0 70 10 |
| 80 | 5 | EOG W1 4-0 80 5 | EOG W1 3-0 80 5 | EOG W1 2-0 80 5 | EOG W1 1-0 80 5 |
| 80 | 10 | EOG W1 4-0 80 10 | EOG W1 3-0 80 10 | EOG W1 2-0 80 10 | EOG W1 1-0 80 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 1 | 2 | 3 |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 40 | 5 | EOG W1 1 40 5 | EOG W1 2 40 5 | EOG W1 3 40 5 |
| 40 | 10 | EOG W1 1 40 10 | EOG W1 2 40 10 | EOG W1 3 40 10 |
| 50 | 5 | EOG W1 1 50 5 | EOG W1 2 50 5 | EOG W1 3 50 5 |
| 50 | 10 | EOG W1 1 50 10 | EOG W1 2 50 10 | EOG W1 3 50 10 |
| 60 | 5 | EOG W1 1 60 5 | EOG W1 2 60 5 | EOG W1 3 60 5 |
| 60 | 10 | EOG W1 1 60 10 | EOG W1 2 60 10 | EOG W1 3 60 10 |
| 70 | 5 | EOG W1 1 70 5 | EOG W1 2 70 5 | EOG W1 3 70 5 |
| 70 | 10 | EOG W1 1 70 10 | EOG W1 2 70 10 | EOG W1 3 70 10 |
| 80 | 5 | EOG W1 1 80 5 | EOG W1 2 80 5 | EOG W1 3 80 5 |
| 80 | 10 | EOG W1 1 80 10 | EOG W1 2 80 10 | EOG W1 3 80 10 |

滅菌済 ワヨラックス白

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
|--------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 40 | 5 | EOG W3 3-0 40 5 | EOG W3 2-0 40 5 | EOG W3 1-0 40 5 |
| 40 | 10 | EOG W3 3-0 40 10 | EOG W3 2-0 40 10 | EOG W3 1-0 40 10 |
| 50 | 5 | EOG W3 3-0 50 5 | EOG W3 2-0 50 5 | EOG W3 1-0 50 5 |
| 50 | 10 | EOG W3 3-0 50 10 | EOG W3 2-0 50 10 | EOG W3 1-0 50 10 |
| 60 | 5 | EOG W3 3-0 60 5 | EOG W3 2-0 60 5 | EOG W3 1-0 60 5 |
| 60 | 10 | EOG W3 3-0 60 10 | EOG W3 2-0 60 10 | EOG W3 1-0 60 10 |
| 70 | 5 | EOG W3 3-0 70 5 | EOG W3 2-0 70 5 | EOG W3 1-0 70 5 |
| 70 | 10 | EOG W3 3-0 70 10 | EOG W3 2-0 70 10 | EOG W3 1-0 70 10 |
| 80 | 5 | EOG W3 3-0 80 5 | EOG W3 2-0 80 5 | EOG W3 1-0 80 5 |
| 80 | 10 | EOG W3 3-0 80 10 | EOG W3 2-0 80 10 | EOG W3 1-0 80 10 |

| 長さ(cm) | 入数(本数) | 1 | 2 | 3 |
|--------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 40 | 5 | EOG W3 1 40 5 | EOG W3 2 40 5 | EOG W3 3 40 5 |
| 40 | 10 | EOG W3 1 40 10 | EOG W3 2 40 10 | EOG W3 3 40 10 |
| 50 | 5 | EOG W3 1 50 5 | EOG W3 2 50 5 | EOG W3 3 50 5 |
| 50 | 10 | EOG W3 1 50 10 | EOG W3 2 50 10 | EOG W3 3 50 10 |
| 60 | 5 | EOG W3 1 60 5 | EOG W3 2 60 5 | EOG W3 3 60 5 |
| 60 | 10 | EOG W3 1 60 10 | EOG W3 2 60 10 | EOG W3 3 60 10 |
| 70 | 5 | EOG W3 1 70 5 | EOG W3 2 70 5 | EOG W3 3 70 5 |
| 70 | 10 | EOG W3 1 70 10 | EOG W3 2 70 10 | EOG W3 3 70 10 |
| 80 | 5 | EOG W3 1 80 5 | EOG W3 2 80 5 | EOG W3 3 80 5 |
| 80 | 10 | EOG W3 1 80 10 | EOG W3 2 80 10 | EOG W3 3 80 10 |

最少出荷単位

1箱 [10袋×5パック入]

エムソープ® | M-SORB

Braided Polyglycolic Acid Suture

PGA(ポリグリコール酸)を原料とし、生体内で加水分解し、2週間で強度が半減、約15週間で分解吸収されます。

| 滅菌済 エムソープ紫 | | | | | | |
|------------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | IM30V453 | IM20V453 | - | - | - |
| 150 | 1 | IM30V150 | IM20V150 | IM10V150 | IM1V150 | IM2V150 |

| 滅菌済 エムソープ白 | | | | |
|------------|--------|----------|----------|----------|
| 長さ(cm) | 入数(本数) | 3-0 | 2-0 | 1-0 |
| 150 | 1 | IM30W150 | IM20W150 | IM10W150 |

最少出荷単位

1箱 (12袋入)

一般的名称:滅菌済み絹製縫合糸(13910000)
販売名:滅菌済医療用絹製(ブレード)縫合糸
医療機器承認番号:20200BZZ00021000
高度管理医療機器・再使用禁止

一般的名称:ポリアミド縫合糸(38847000)
販売名:滅菌済ナイロン
医療機器承認番号:20200BZZ01362000
高度管理医療機器・再使用禁止

一般的名称:ポリアミド縫合糸(38847000)
販売名:滅菌済ナイロンブレード
医療機器承認番号:20200BZZ01363000
高度管理医療機器・再使用禁止

一般的名称:ポリエステル縫合糸(13906000)
販売名:滅菌済ワヨラックス
医療機器承認番号:20200BZZ00740000
高度管理医療機器・再使用禁止

一般的名称:ポリグリコール酸縫合糸(13908000)
販売名:エムソープ
医療機器承認番号:20700BZZ00566000
高度管理医療機器・再使用禁止